

Toronto superiore

Posizionamento impianti con guida chirurgica


Struttura in titanio laser sinterizzato con connessioni riprese in fresatura



**Rivestimento estetico con tecnica combinata :
denti di fabbrica-composito-resina**

Dima chirurgica



Riproduzione fedele del file stl
grazie alla tecnica di laser sinterizzazione









Rimontaggio dei denti secondo quanto pianificato

*Il montaggio rimane lo stesso in tutte le fasi:

- Dima radiologica
- Protesi Provvisoria
- Wax up virtuale
- Protesi definitiva



Perfetta centratura della struttura rispetto al dente



Opaco differenziato corona / gengiva
&
prima iniezione di dentina per l' incollaggio dei denti alla struttura



Caratterizzazione della flangia con compositi
* tecnica sandwich



Dettagli della finitura

